

VELA Tool Endodontile-Kirurgile


Tootekood : 70037



Hambaravi töötoolid

Standard varustus:

- Materjal/värv: Compound kanga põhi värvivalik(0014, 0016,0018, 0002, 0007, 0015, 0017, 0019)
- Raami suurus 55x55cm
- Üldkõrgus 38,5-53,5 cm/Istumisosa kõrgus vahemikus 44-59cm
- Manuaalne kõrguse reguleerimine
- Ergonoomiline seljatugi-keskmise suurus (38x30cm)
- Ergonoomiline istumisosa-keskmise suurus (44x44cm)
- Multifunktsionaalsed käetoepadjad (11x29cm)
- Käetoe liikuvuse ulatus 23cm / 360°
- 4 ratast / 360°pöörlevad ja käsipiduritega
- Maksimaalne kandevõime160 kg



Lisavarustus

- | | |
|--|------|
| • Suur istumisosa (47x47cm) | 22€ |
| • Üldkõrgus 43,5-63,5cm / istumisosa kõrgus 49-69 cm | 16€ |
| • ALB lisa seljatugi alaseljale (39x39cm) | 196€ |

*Tool sobib ideaalselt endodontile, kes töötab mikroskoobiga.

*Desinfitseerimine on võimalik erinevate puhastusvahenditega, näiteks 70%-85%-lise kirurgilise alkoholiga (st 70%-85%-lise etanooliga).