

Parim ergonoomika maailma
tippklassi personaliseeritud luupidega



Nüüd saadaval
ka Eestis!

- Swarovski optika - lai nägemisulatus, minimaalne optiline moonutus, selged ja õiged värvitoonid
- Ülikerge integreeritud valgus (8g), saadaval nii kaabliga kui juhtmevaba versioon
- Vastupidavad ja kerged raamid, lai mudelite ja värvivalik
- Saadaval Galilea ja Prisma luubid, suurendused vahemikus 2,5x kuni 6x
- Prisma luupidele võimalus juurde lisada suurendusi 1,5x, 2x ja 2,5 x Macroline'i süsteemi abil
- Prisma luupidele võimalik juurde integreerida Ergoline'i funktsioon



Võta meiega ühendust ja lepi kokku demo aeg!

Tiip tasemel Swarovski optika

StarMed luubid on valmistatud parima valgusläbilaskvusega läätsedest, mis tagavad terava ja moonutustevaba pildi, peegeldades 97 % valgusest silma tagasi tagades parima töökvaliteedi.

Parim ergonoomika

Personaliseeritud luupidega töötades saate hoida õiget tööasendit ning ei koorma liigselt oma selga. Prisma luupidele on võimalik lisada Ergoline funktsioon, mis on ka eemaldatav.

Individuaalne kohandamine ja töökindlus

StarMed on Saksa tootja, mis pakub laia valikut kvaliteetseid raame, mis on hästi istuvad ja vastupidavad. Personaliseeritud luubid valmistatakse vastavalt kasutaja vajadustele, võttes arvesse töökaugust, silmade asetust ja nägemispuudulikkuse erisusi. Nägemise muutumisel saab Flip-on süsteemi abil luubi prilliklaase korrigeerida, ilma et peaksite hakkama luubi klaase välja vahetama.

Luupide valgustus

Saadaval on nii kaabliga kui ka juhtmevaba LED valgusallikas. Valguspea on ülikerge vaid kaheksa grammi. Akudel on pikk tööaeg sõltuvalt valgustuse mudelist 4 kuni 10 tundi ning kiire laadimisaeg kaks tundi. Valikus on fokuseeritud või hajutatud valguspea ning lisaks on võimalik valida ka puutevaba valgustus, mis tagab parima steriilsuse luupidega töötamise ajal.

**"StarMed luupidega olen
saavutanud visuaalse kontrolli
ja kõrgema töökvaliteedi."
- hambaarst Erik Kangur**

